

Raimund Christian GmbH  
Stolzestr. 23-25  
44139 Dortmund  
Tel. 0231 – 106 1250/53  
Fax: 0231 – 106 1251  
www.christol.de  
vertrieb@christol.de



## ROST- SCHUTZ-TEST



### Ihr ROST-SCHUTZ - Test

**1 Box mit 11 Testsätzen, Schere, Pipetten komplett:**

**Nachfüllset mit 11 Testsätze, Pipetten**

**ROST- Test in 2 Stunden:**

Ø **Einen Test aus der Box nehmen und das Tütchen mit den Spänen entnehmen.**

Ø **Tütchen mit den Spänen an der roten Markierung aufschneiden.**

Ø **Probe hinein pipettieren**

Ø **Tütcheninhalt (Späne und Überstand) in die Petrischale auf den Filter kippen und mit der Kante des Beutels die Späne gleichmäßig verteilen, falls nötig.**

Ø **Petrischale verschließen und an einem geschützten Platz (z.B. Schublade) 2 h stehen lassen.**

Ø **Rundfilter aus der Petrischale entnehmen, Späne abschütteln. Die Filterunterlage abziehen und den Filter kurz mit klarem Trinkwasser spülen. Auswerten mit dem Ablese-Schema.**

Ø **Wenn der Filter aufbewahrt werden soll: Rundfilter kurz in Brennspritus tauchen (zum schnelleren Trocknen ist auch Aceton brauchbar – Vorsicht, beide Lösungsmittel bilden brennbare Dämpfe). Trocknen lassen, auswerten, archivieren.**